



LA PRÉVENTION INTELLIGENTE

Kit UI — Application & interfaces

Parcours complet de A à Z · patient · médecin · biologiste


27 écrans · 7 sections · philosophie « zéro saisie · validation & verrouillage »

ACCÈS & ONBOARDING

Splash / accueil

Point d'entrée de l'app. Logo, promesse et bouton « Commencer ».

- Accès rapide : Commencer / J'ai déjà un compte



ACCÈS & ONBOARDING

Création de compte

Inscription e-mail / téléphone + connexion Apple/Google.

- Données chiffrées dès l'inscription




ACCÈS & ONBOARDING

KYC — vérification d'identité

Scan pièce d'identité + selfie. Obligatoire, chiffré.

- Étapes : 1 Pièce d'identité · 2 Selfie
- Chiffré de bout en bout



ACCÈS & ONBOARDING

Consentement RGPD

Consentement éclairé, contrôle des données.

- Anonymisation · droit à l'oubli · partage médecin



ÉVALUATION

Auto-questionnaire

~40 questions (santé, mode de vie) avec progression.

- Réponses à choix · zéro texte libre




ÉVALUATION

Connexion des capteurs

Montre, tensiomètre, glucomètre, balance.

- Synchronisation continue vers le score




ÉVALUATION

Environnement / exposome

Adresse ↗ qualité de l'air, bruit, chaleur.

- Contribution géolocalisée au risque



ÉVALUATION

Prélèvement à domicile

Réservation du bilan sanguin, créneau.

- Analyses définies par le palier de risque



ÉVALUATION

Calcul du Score BS

Écran de traitement : l'IA calcule le score.

- 4 dimensions intégrées



RÉSULTAT & PRESCRIPTION

Résultat — Score BS

Jauge 0–100, niveau de risque, actions.

- 42/100 · Risque modéré




RÉSULTAT & PRESCRIPTION

Biomarqueurs

Indicateurs clés avec tendances et statut.

- Pastilles OPTIMAL / ÉLEVÉ



RÉSULTAT & PRESCRIPTION

Facteurs de risque

4 dimensions (clinique, exposome, occ., mode de vie).

- Contribution de chaque dimension



RÉSULTAT & PRESCRIPTION

Espérance de vie / longévité

Années gagnées + projection.

- +4,1 ans · trajectoire



RÉSULTAT & PRESCRIPTION

Résultats de laboratoire

Bilan validé par le biologiste, valeurs + références.

- Téléchargement du PDF



RÉSULTAT & PRESCRIPTION

Votre prescription

Générée automatiquement selon le niveau de risque.

- Validée et verrouillée par le médecin
- Aucune saisie — tout est généré




CONSULTATION

Accès à la téléconsultation

Choisir médecin ou biologiste, créneaux, démarrer.

- Consultation immédiate possible




CONSULTATION

Consultation — médecin

Visio, score discuté, ordonnance en fin.

- Ordonnance & plan envoyés à la fin



CONSULTATION

Consultation — biologiste

Visio, revue et interprétation des résultats.

- Interprétation du bilan sanguin



SUIVI & PILOTAGE

Plan de prévention

Timeline d'actions datées + objectifs.

- Progression suivie




SUIVI & PILOTAGE

Second avis

Médecin spécialiste, réseau France & Europe.

- Réponse sous 48h · sans liste d'attente




SUIVI & PILOTAGE

Tableau de bord / pilotage

Accueil : score, actions, capteurs, alertes.

- Capteurs en temps réel



SUIVI & PILOTAGE

Documents & abonnement

Livrables téléchargeables + abonnement.

- 45 €/mois · gérer l'abonnement



Moteur de prescription automatique

Le Score BS sélectionne le palier (SOCLE/INTER./COMPLET).

PREVIQ Pro

Prescription

Patients

Analyses

Résultats

Indicateurs

Alertes

Historique

Paramètres

Score BS

42

Risque modéré

© PREVIQ Pro 2026

Version 1.0.0

?

Dr Martin Dupont

Centre de prévention

Prescription automatique selon le niveau de risque

Le Score BS détermine le bilan — génération automatique, zéro saisie

SOCLE

Risque faible

score < 30

5 analyses

INTERMÉDIAIRE

Risque modéré

score 30–59

10 analyses

Sélectionné automatiquement — Score 42

COMPLET

Risque élevé

score ≥ 60

15 analyses

Prescription générée automatiquement — Intermédiaire (10 analyses)

Généré par l'algorithme — aucune saisie

✓ 1. NFS (hémogramme complet)	Sang total	✓ 6. ASAT (TGO)	Sérum
✓ 2. Glycémie à jeun	Sérum	✓ 7. ALAT (TGP)	Sérum
✓ 3. HbA1c	Sang total	✓ 8. Gamma GT	Sérum
✓ 4. Bilan lipidique complet	Sérum	✓ 9. CRP ultrasensible	Sérum
✓ 5. Créatinine + DFG (CKD-EPI)	Sérum	✓ 10. TSH ultrasensible	Sérum

Valider et verrouiller

La prescription sera verrouillée et non modifiable.


PREVIQ · Kit UI — spécifications produit pour le développement

23

INTERFACES PRO

Interface médecin

Prescription auto adaptée au risque, revue & validation.



Interface labo

Résultats importés des automates, validation & verrouillage.

 **PREVIQ Pro**
Laboratoire

Commandes

Résultats

Validation

2026

PREVIQ Pro
LIMS nouvelle génération

© PREVIQ 2026

←

Commande n° CMD-2026-05-21-1427
Prélevée le 21 mai 2026 à 08:15

 **Mme Petit** · Biologiste ▾

 **Alex Durand**
Né le 12/06/1985 (40 ans) · ID Patient : PAT-000987

✓ Prélèvement reçu

📄 Plus d'informations

 **Résultats importés automatiquement**
Depuis les automates · aucune saisie manuelle

ⓘ En provenance des automates

Examen	Résultat	Unité	Valeurss de référence	Interprétation	Source	Validation
HbA1c	5,4	%	réf. 4,0–5,6	✓ Normal	auto	☐
LDL	0,96	g/L	< 1,00	✓ Normal	auto	☐
hs-CRP	0,8	mg/L	< 1,0	✓ Normal	auto	☐
ApoB	1,12	g/L	< 0,90	⚠ Élevé	auto	☐

🔒 Valider et verrouiller le compte-rendu

✓

Zéro saisie · le biologiste valide et verrouille

🔒 Verrouillé = envoyé au patient

INTERFACES PRO

Flux de validation

Reçu ⌘ contrôlé ⌘ validé ⌘ verrouillé + journal.

PREVIQ Pro

Tableau de bord

Commandes

Flux de validation

Analyses

Échantillons

Résultats

Clients

Documents

Paramètres

Besoin d'aide ?

Centre d'aide

Rechercher (⌘ + K)

3

Alex Durand

Biologiste

Flux de validation

Commande n° CMD-2026-01578 · Alex Durand

1 Reçu

2 Contrôlé

3 Validé

4 Verrouillé

Détails de la commande

Résultats importés automatiquement (lecture seule)

Afficher le fichier source

N° de commande

Client

Référence client

Date de réception

Source des données

Fichier source

Statut d'import

CMD-2026-01578

Laboratoire Médilab

PO-88421

15/05/2026 à 10:24

Import automate – AU5800

AU5800_20260515_1024.csv

Importé avec succès

Patient

ID Patient

Date de naissance

Sexe

Prescripteur

Type de prélèvement

Nombre d'analyses

Martin Lefèvre

PAT-1990-0421

12/03/1990 (36 ans)

Masculin

Dr. Sophie Bernard

Sérum

12

Résumé des résultats

Total	Résultats numériques	Anormaux	Critiques	Non interprétables
12	10	2	0	0

Valider et verrouiller

Cette action validera définitivement les résultats et les rendra accessibles au client.

Journal d'activité

Tout voir

Reçu

10:24

Commande reçue et enregistrée par système

15/05/2026

Contrôle automate

10:31

Contrôles techniques effectués automatiquement par système

15/05/2026

Validation biologiste

...

En cours

Vérification et validation des résultats par Alex Durand

En cours

Verrouillage

-

En attente de validation finale

En attente

PREVIQ · Kit UI — spécifications produit pour le développement

26

DOCUMENT

Compte-rendu verrouillé

Document signé électroniquement, non modifiable.

PREVIQ

PREVIQ • Compte-rendu sécurisé

VERROUILLÉ

Compte-rendu de résultats — VERROUILLÉ

Alex Durand • né le 12/06/1985 • Bilan INTERMÉDIAIRE • 12/09/2026

Analyse	Résultat	Référence	Interprétation
HbA1c	5,4 %	4,0 – 5,6 %	✓ Normal
LDL (cholestérol)	0,96 g/L	< 1,00 g/L	✓ Normal
hs-CRP	0,8 mg/L	< 1,0 mg/L	✓ Normal
ApoB	1,12 g/L	< 0,90 g/L	↑ Élevé

Ces résultats doivent être interprétés dans le contexte clinique global.
En cas de question, consultez votre professionnel de santé.

Dr Martin — Cardiologue

Dr Martin

Signature électronique

Mme Petit — Biologiste

Mme Petit

Signature électronique

Scannez pour vérifier l'authenticité du document

Document signé électroniquement • non modifiable • hébergé en France • PREVIQ 2026

PREVIQ · Kit UI — spécifications produit pour le développement

27